

THIS IS simpler

Nouvelle interface
Système Android
3 modes d'utilisation
Protocole laser assistée - LAP
Système de Chirurgie TOP
Protocoles en ligne
Wi-Fi intégré
Fibre optique

POURQUOI LA DENTISTERIE LASER

AVANTAGES pour le praticien en 5 points

- Chirurgie complète avec **champ opératoire sans saignement** et **excellente visibilité du site**
- **Réduction de l'utilisation d'anesthésiques** avec une meilleure collaboration du patient
- Guérison en 2ème intention **sans besoin de médicaments** et de contrôles post-opératoires
- **Traitements mini-invasifs** pour une acceptation plus facile par le patient
- **Augmentation des solutions thérapeutiques** en fonction des besoins croissants des patients.






POURQUOI LA DENTISTERIE LASER

AVANTAGES pour le patient en 5 points

- **Séances plus brèves et plus relaxantes** grâce à l'approche mini-invasive et à l'absence d'anesthésie
- **Absence de douleur pendant la période post-opératoire** grâce à une guérison rapide de la pathologie
- **Réduction des doses de médicaments** pendant la période pré et post-opératoire
- **Résolution de pathologies «importantes»** pour le patient telles que l'hypersensibilité, l'herpès et les aphtes
- **Résultats garantis** grâce aux meilleurs traitements technologiques que le patient puisse trouver

NOUVELLE INTERFACE ANDROID

simpler



Nouveau logiciel pour une plus grande expérience de l'utilisateur.

Facile et intelligent: Les professionnels de soins dentaires apprécieront à quel point ce nouveau Simpler est rapide et efficace. Aucune erreur, aucune perte de temps.

Des dizaines de traitements à portée de main, en une seule touche!

JUST WHAT YOU NEED

SIMPLER est un laser diode pour la dentisterie essentiel pour les traitements en :

ENDODONTIE

PARODONTOLOGIE

PERIMPLANTITE

THERAPIE

BLANCHIMENT

DESENSIBILISATION

CHIRURGIE TISSU FIBROTIQUE


CHIRURGIE TISSU NORMAL

CHIRURGIE TISSU GRANULAIRE



simpler

STEP BY STEP - PROTOCOLE LASER ASSISTÉ



Le « LAP » vous guidera **étape par étape** à travers toutes les procédures nécessaires pour un traitement parfait en vous montrant comment déplacer le faisceau laser mais aussi toutes les autres manœuvres cliniques complémentaire.

Pour chaque application, il est toujours indiqué la puissance, le temps et l'impulsion.

Il n'y a aucun risque en utilisant le « **LAP** », et vos patients vous remercieront pour cela !

simpler

3 MODES D'UTILISATION



3 modes d'utilisation pour approcher facilement chaque cas clinique. Les utilisateurs débutants ou experts trouveront toujours les bonnes réponses dans Simplifier : **SIMPLE** - accès rapide menu de traitement sans perte de temps; **AVANCE** - à tirer le meilleur parti de votre laser; **ASSISTEE** - guide les utilisateurs étape par étape en fonction des procédures.

simplifier

INFO: PROTOCOLE EN LIGNE



En cas de doute, Simpler est toujours prêt à vous aider.

Simpler inclut une encyclopédie médicale prête à être consultées à tout moment, même pendant le traitement.

Il suffit de sélectionner la touche «ii».

simpler

TOP – IMPULSION OPTIMISE PAR TISSU

Chirurgie de haut niveau avec le **système TOP** breveté de Simpler.



Les utilisateurs peuvent sélectionner la bonne puissance et fréquence d'impulsion en sélectionnant le type de tissu cible. Le traitement sera peu invasive et la guérison rapide grâce à la quantité appropriée de l'énergie.

simpler

FIBRE OPTIQUE DE 3^o GENERATION

SIMPLER utilise une fibre optique de troisième génération, plus flexible et facile à manipuler.

La longueur de la fibre de **3 mètres** permet une utilisation à très longue durée.

Excellente commodité !

Les lasers n'ont jamais été aussi facile à utiliser !



simpler

ET BEAUCOUP PLUS ENCORE...

PUISSANCE : **8W**

DESIGN PRATIQUE: **LARGE ECRAN TACTILE 7"**

FREQUENCE D'IMPLUSION JUSQU'A **25 000 Hz**

PRATIQUE : **PEDALE SANS FIL**

THERAPIE ANTALGIQUE : PIECE A MAIN **FLAT TOP**

HYGIENE : **PIECE A MAIN AUTOCLAVABLE**

MOINS DE **1,3 kg**



simpler